


STETOSCOPI TRAD - ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO



STETOSCOPI TRAD: adulto o pediatrico
 Linea tradizionale in alluminio, leggera ed economica.
 Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico).
 Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) misura esterna.
 Archetto in ottone e ghiera antibivido.
 Tubo: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, ext Ø 8 mm
 Confezione in scatola di cartone.
 Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
 Nuova linea trad con teste colorate, vedere a pag. 1



Codice GIMA	STETOSCOPI TRAD - LATEX FREE	
32557	Fonendo TRAD - pediatrico - rosa	
32559	Fonendo TRAD - pediatrico - azzurro	
32555	Duofono TRAD - pediatrico - nero	
32560	Fonendo TRAD - nero	
32561	Fonendo TRAD - rosso	
32562	Fonendo TRAD - blu	
32563	Fonendo TRAD - giallo	
32564	Fonendo TRAD - viola	
32558	Fonendo TRAD - verde scuro	
32565	Duofono TRAD - nero	
32566	Duofono TRAD - rosso	
32567	Duofono TRAD - blu	
32568	Duofono TRAD - verde scuro	
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio	

COPRISTETOSCOPI

Codice GIMA	COPRISTETOSCOPI* PER PEDIATRI	
32653	Coprissetoscopio maialino - rosa	
32654	Coprissetoscopio draghetto - verde	
32652	Coprissetoscopio mucca - bianco/nero	

*Altre forme disponibili per minimo 500 pezzi e 90 giorni di attesa. Ideale per l'uso in pediatria, si adatta ad ogni tipo di stetoscopio



RICAMBI ED ACCESSORI PER STETOSCOPI

Codice GIMA	LIRE COLORI ASSORTITI	Minimo vendita
32620	Lira colori assortiti	conf. da 20
32621	Lira - nero	conf. da 20
32622	Lira - verde	conf. da 20
32623	Lira - blu	conf. da 20
32624	Lira - rosso	conf. da 20
32625	Lira - arancione	conf. da 20
32626	Lira - azzurro	conf. da 20
32627	Lira - giallo	conf. da 20
32628	Lira - viola	conf. da 20
32629	Lira - rosa	conf. da 20
32645	Lire in altri colori su richiesta*	conf. da 20



*Più di 20 colori disponibili: verde chiaro, lilla, blu, miele, rosa, lavanda, verde petrolio, ghiaccio, grigio...

ARCHETTI - TESTE - MEMBRANA		
32655	Testa fonendo TRAD piatto - anello nero	10 pezzi
32656	Testa duofono TRAD - anello nero	10 pezzi
32665	Archetto SNOWDEN pieghevole	10 pezzi
32666	Archetto BERTA fisso	1 pezzo
32678	Membrana Ø 44 mm per Classic adulti	10 pezzi
OLIVE AURICOLARI E RACCORDO		
32659	Olive standard - rigide - universali	10 pezzi
32663	Olive a fungo - universali	10 pezzi
32664	Olive rigide a vite - per Classic, Wan, Yton, Duca, Regalite	10 pezzi
32660	Raccordo Maschio-Femmina	10 pezzi

