

IMMOBILIZZO ARTI



• 34106 KIT STECCOBENDE GONFIABILI

Indispensabile per il primo intervento in caso di incidenti, tagli, schiacciamenti. Previene il sanguinamento superficiale senza bloccare la circolazione, garantendo un trasporto indolore della parte lesionata. La benda è una copertura trasparente in PVC facile da pulire e riutilizzabile, resistente all'acqua e alle diverse condizioni atmosferiche. Possono essere eseguite diagnosi mediche e radiografie senza dover rimuovere il bendaggio. La lunghezza del tubo (14,5 cm) e la valvola rendono facile il gonfiaggio, anche da parte della persona lesa.

Set di 4 pezzi differenti

gamba intera, piede/caviglia, braccio, mano/polso suddivisi in una borsa con 4 scomparti, con pompa per il gonfiaggio

STECHE IN ALLUMINIO con fodera morbida Con bordi curvi per evitare di ferirsi. Alluminio spesso 1,2 mm. Produzione italiana

- 34120 STECCHE - 13x500 mm
- 34121 STECCHE - 19x500 mm
- 34122 STECCHE - 24x500 mm



STECCOBENDE BOSTON



• 34123 STECCOBENDE "BOSTON"

Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile, è rivestita di materiale atossico ed è radiotrasparente. Dimensioni: 92x11 cm. Produzione italiana.

STECHE PER DITA

Set di 8 stecche per dita di varie misure (da 5 - a 6,5 cm di lunghezza e da 4,5 a 7,8 cm di circonferenza). In polipropilene, nei colori chiaro o carne. Dotate di fori per la circolazione dell'aria e il raffreddamento.

- 34113 KIT STECCHE PER DITA - chiaro - set di 8 pezzi
- 34115 KIT STECCHE PER DITA - carne - set di 8 pezzi



STECCOBENDE : GAMBA, BRACCIO, AVAMBRACCIO, POLSO, GOMITO/CAVIGLIA



STECCOBENDE GIMA Immobilizzano gli arti in modo efficace. Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente. Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido. Fascia in velcro per un fissaggio rapido. Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

Codice GIMA	STECCOBENDE GIMA
34680	Steccobenda per gamba - 57 cm
34681	Steccobenda per braccio - 60 cm
34682	Steccobenda per avambraccio - 39 cm
34683	Steccobenda per polso - 33 cm
34684	Steccobenda per gomito/caviglia - 54 cm
34685	Set 5 pezzi Steccobenda in borsa blu
34054	Borsa di 5 Steccobenda - blu



KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

• 34689 KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Il set include 3 stecche per braccia (70x50 cm), gambe (100x70 cm), avambraccio (50x30 cm) ed una sacca in nylon.

Fabbricati con materiali di alta qualità queste stecche permettono di immobilizzare perfettamente gli arti superiori ed inferiori eliminando completamente l'aria interna. Forniti di valvola interna in modo da evitare ogni fastidio al paziente, più tre fasce in velcro. Fabbricate in nylon ricoperto da vinile, radiotrasparente.

• 34093 POMPA IN ALLUMINIO - per steccobende e materassi

• 34084 MINI POMPA IN ALLUMINIO

