



CE 0123

BILANCE MECCANICHE SECA

• 27241 BILANCIA SECA 750

Bilancia meccanica piatta con copertura robusta in acciaio verniciata. Molto stabile ed elegante grazie alla verniciatura a lacca bianca. La pedana di pesa è ricoperta da similpelle bianca resistente. Produzione europea. Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

seca

• 27280 BILANCIA SECA 761 - uso medico - Classe IIII • 27285 BILANCIA SECA 762

Modello tradizionale con grande quadrante. Strumento professionale con struttura in metallo verniciata di bianco. Precisione della pesata su ogni tipo di superficie. Ampia pedana di design con tappetino antiscivolo, stabile e sicura. Funzione tara. Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.



CE 0123

USO MEDICO

27241

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 150 kg
Precisione: 1 kg
Dimensioni: 317x117x477 mm
Peso: 3,5 kg

27280

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 150 kg
Precisione: 500 g ± 2 g (27285) - 1.000 g (27280)
Dimensioni: 305x120x470 mm
Peso: 3,5 kg

BILANCIA BLUETOOTH GIMA

GIMA

Fornita con manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, PL, GR.

Analisi risultati su APP

Disponibili protocolli di comunicazione per telemedicina



CE FDA

• 27090 BILANCIA BODY FAT LIBRA - con Bluetooth
Bilance multifunzione, in grado di misurare il grasso corporeo, l'acqua, la massa muscolare e ossea.
- dotate di 4 sensori di precisione G - autospegnimento in 30 secondi
- memoria 8 utenti - accensione automatica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 150 kg / 330 lb - minimo 5 kg
Precisione: 100 g / 0,2 lb
Dimensioni: 310x310x18,8 mm
LCD Dimensioni: 62,5x62 mm
Batterie (incluse)
Commurabile kg/lb/st

BILANCIA BLUETOOTH AND

AND

Pedana resistente in vetro

Misura in kg o lb



CE 0678

Continua[®]
HEALTH ALLIANCE

Bluetooth[®]

• 27256 BILANCIA "AND" UC-351PBT-Ci - Bluetooth
Una delle bilance sanitarie più all'avanguardia sul mercato. Progettata per un utilizzo semplice ma accurato, tale bilancia facilita la gestione del regime giornaliero del peso. Alla fine della misurazione, i dati vengono automaticamente mandati dalla bilancia al dispositivo di ricezione tramite Bluetooth.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 150 kg / 330 lb
Precisione: 100 g < 100 kg > 200 g
Dimensioni: 350x350x39 mm
Peso: 2,3 kg

BILANCE WIRELESS iHEALTH

23506

iHealth

CE



• 23506 BILANCIA iHEALTH LITE HS4 WIRELESS
Vedere caratteristiche a pagina 3

iHealth

Download on the App Store

GET IT ON Google play



CE FDA

• 23508 BILANCIA BODY FAT iHEALTH CORE HS6 WIRELESS
Vedere caratteristiche a pagina 3

BILANCIA DI PRECISIONE



Dimensioni delle cifre LCD 11,4 mm

27246

• 27246 BILANCIA DI PRECISIONE
Con vetro temperato Ø 160x4 mm, funzione tara, kg/lb-oz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 5 kg
Precisione: 100 g
Alimentazione: 1 batteria CR2032 - non inclusa
Display LCD: 35x15 mm
Dimensioni: 190x160xh 50 mm



SOEHNLE

BILANCIA BODY FAT

• 27229 BILANCIA EXACTA DELUXE
Misura la massa corporea, il grasso, l'acqua, la consistenza muscolare ed il consumo calorico giornaliero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 180 kg
Precisione: 100 g
Display LCD: 31 mm
Vetro temperato: 310x310x22 mm
Alimentazione: 2 batterie CR2032 incluse
Garanzia: 3 anni